


## 便潜血検査の取り方


受診の3日前から採便可能です。(冷蔵庫保管なら7日前から可)

同封の便検査キットが2本が同封されている方は2本を別日で採便してください。(1本の方は1回だけです。)

### 和式



採便しやすくするために  
トイレットペーパーを5〜6枚重ねて  
便器に敷いてください。



トイレットペーパー

### 洋式

浅めに座る



- ・採便棒で便の表面をまんべんなく取ります。
- ・採便の量は採便棒の先端の溝が埋まる程度。
- ・便溶解液をこぼさないようキャップします。
- ・遮光袋の名前シールに記入して、受診日に  
受付までお持ちください。
- ・女性は生理中に採便してはいけません。
- ・下図は2日法です。1日法の方には1本のみ  
しか検査キットは同封されておりません。

